



実験動画あり

お問い合わせ先：sales@nitto-kinzoku.co.jp

NITTO
KINZOKU KOGYO

日東金属工業株式会社

吸引ろ過容器【QR-100M】

スピーディーにろ過、脱泡にも使えるステンレス容器

特長

- 蓋の吸引口から容器内の空気を吸い出すことにより、内部を減圧状態にします。
- 容器上部の投入ホッパーと容器との間にあるキャッチネットで、液体をろ過します。
- ホッパーを外してヘルール部を閉止のうえ減圧すれば、簡易的な真空脱泡にもお使いいただけます。
- 容器本体（外容器・内容器）に加え、真空計が付属します。



容器内に「内容器」があり、ろ過された液体はここに溜まります。内容器は比較的軽量(外容器の1/2~1/3程度)のため、作業者は液体を楽に取り出せます。



■ 自重ではなく吸引で、圧倒的に速くろ過できる

容器内部を真空状態にすることで、ホッパーに投入した溶液等を吸引しスピーディーにろ過します。自重ではなく吸引するので、圧倒的に速くろ過できるのが特長です。

※ホースは付属しません

ポンプへ
(別売)



■ カスタマイズできます

容量・投入ホッパー・キャッチネット(フィルター)のサイズはご希望により変更可能です。



型式	容量	外容器内径	内容器内径	全高
	L	mm	mm	mm
QR-100M-36	18	360	300	698
QR-100M-39	25	387	330	766
QR-100M-43	30	430	360	826

容器本体（内・外容器、投入ホッパー）：SUS304

ホッパー接続部：2S ヘルール

キャッチネット：SUS304 / 100 メッシュ

パッキン：シリコンゴム（食品衛生法適合品）

表面処理：内外面バフ研磨 使用条件：減圧仕様（-0.1MPa）

【真空計仕様】

表示範囲：-0.1 ~ 0MPa サイズ：60mm 材質：要部 SUS